

- 4) Insira o intervalo de número de amostra de teste necessário para iniciar o teste ou insira diretamente uma amostra

(incluindo controle de qualidade de calibração e testes de amostra para os quais uma aplicação foi feita)

- 5) Clique no botão "Iniciar" para confirmar que você deseja iniciar o teste ou clique em "Cancelar"

botão para cancelar o início do teste

4.2.3.2. Suspensão da pipetagem

II

Botão

Descrição da função:

Suspende todos os testes em andamento para os quais R1 ainda não foi adicionado Testes para os quais R1 tem

já adicionado continuará com a adição de S (amostra) e R2 para concluir o teste.

Quando a pipetagem for suspensa, o disco de reação continuará funcionando: O disco de amostra e

parada da sonda de amostra, após a qual operações como a adição de reagente podem ser realizado

Etapas operacionais básicas:

Clique no botão "Pausa" na área direita do botão de atalho: Clique em "Sim" na caixa de diálogo

que aparece. O instrumento executará uma operação de suspensão de pipetagem: Após a pipetagem é

suspensão, clique no botão "Iniciar" no lado direito da tela para retomar o teste.

4.2.3.3. Pare

Botão:

Descrição da função:

O sistema interromperá todos os testes em andamento e os testes inacabados serão anulados

Operação básica:

Clique no botão "Parar" na área direita do botão de atalho e clique no botão "OK" no

caixa de diálogo que aparece. O analisador parará imediatamente. Se você não quiser parar

teste atual, clique no botão "Cancelar"

Notas:



Depois de realizar uma operação de parada, testes para os quais os resultados do teste não foram

foram calculados serão anulados